



15 נובמבר 2012

לקוחות יקרים,

E-Test Single Packs & Foam Packages הנדון:

חברת אילקס מדיקל שמחה להודיעכם כי חברת bioMerieux יוצאת בימים אלו עם אריזות חדשות של ערכות ה-Etest. המארז החדש נקרא Etest Single Pack ויחליף את המארזים הישנים של ה-30.

Etest Single Pack

יתרונות המארז החדש הינם:

- אריזה בודדת עבור כל סטריפ, מונע את הצורך באחסון אריזות פתוחות.
- אריזה קלה לפתיחה ביד אחת.
- תנאי אחסון חדשים: $+8^{\circ}\text{C}$ to -20°C .
- סופח לחות בכל אריזה בודדת, דבר המגביר את יציבות הסטריפ.
- מדבקה המכילה את כל האינפורמציה בכל אריזה בודדת.
- זמין באריזות של 30.



במבחן התוצאה - אילקס



Etest Foam 100 tests Pack

מארזי ה- Etest Blister 100 tests יוחלפו בערכות Etest Foam 100 tests .

יתרונות המארז החדש הינם:

- 70% מהערכות נשמרות בטמפרטורת החדר (18-22°C)
- 30% מהערכות נשמרות במקרר בטמפרטורה (4-8°C)
- הסטריפים מגיעים באריזת ספוג עם סופח לחות.
- לאחר פתיחת הערכה ניתן לשמור עליה באריזת המתכת עם קליפס.



המעבר בין הערכות הישנות לחדשות יעשה בהדרגה בהתאם למלאים בחברת bioMerieux ולייצור הערכות החדשות.

ערכות ה- Etset Single Pack עדין לא זמינות עבור כל התכשירים האנטיביוטיים אולם בחודשים הקרובים יושלם תהליך הייצור המלא של ערכות אלו. לנוחיותכם, מצ"ב קובץ המכיל את כל ערכות ה- Etest ומסכם את המק"טים הישנים (להזכירכם, המק"טים הישנים הם עבור ערכות Etest Blister) והחדשים עבור כל ערכה.

אשמח לעזור בכל מידע נוסף שיידרש,

בברכה,
מרב צונץ
מנהלת מוצר מיקרוביולוגיה
אילקס מדיקל בע"מ

במבחן התוצאה - אילקס



במבטן התוצאה - אילקס



אילקס מדיקל בע"מ - בניין קודאק, רח' התנופה 7, איזור תעשייה קרית אריה, ת.ד. 10249, פתח תקווה 49002
טל. 03-9385501 פקס. 03-9385500 sales@ilexmedical.com www.ilexmedical.com