



26 נובמבר, 2012

הנדון: **bioMerieux ChromID CARBA Agar**

For the screening of Carbapenemase producing Enterobacteria

ChromID CARBA הינו אגר כרומוגני סלקטיבי לסקירה של Carbapenemase producing Enterobacteriaceae בחולים נשאים או בחולים הנמצאים בסיכון.

האגר מכיל מרכיבים כגון: פפטונים ושלושה סובסטרטים כרומוגנים המאפשרים זיהוי של אנזימים מטבולטיים ספציפיים עבור:


E. coli / Klebsiella / Enterobacter / Serratia / Citrobacter and Proteae

בנוסף, האגר מכיל תרכובת אנטיביוטיקת המאפשרים צמיחה סלקטיבית של Carbapenemase producing Enterobacteriaceae.

זיהוי נשאים ל- Carbapenemase producing Enterobacteriaceae חשוב ביותר למניעה ובקרה אפידמיולוגית.

הערכה מגיעה במארזים של 20 פלטות.

המק"ט להזמנת הערכה הוא: 5-43861



אשמח לסייע במידע נוסף שיידרש.

בברכה,

מרב צונץ

מנהלת מוצר מיקרוביולוגיה

אילקס מדיקל בע"מ