



15 ינואר, 2014

לקוחות נכבדים,

הנדון: ערכת רגישות חדשה עבור AST-N308: Non Fermenters

ברצוני להביא לידיעתכם כי הערכה AST-N308 הינה ערכה חדשה תוצרת "כחול לבן" עבור רגישות חיידקי Non Fermenters במכשיר ה-VITEK. ערכה זו מחליפה את ערכה AST-N114 אשר הופסק הייצור שלה בחברת bioMerieux.

שימו לב כי הערכה החדשה מכילה תכשירים אנטיביוטיים עם הרכב חדש (כגון Pip/Tazo) ולכן המגבלות שהוטלו על דיווח אנטיביוטיקות מסוימות אינן קיימות בכרטיס החדש.

5-416913 – מק"ט AST-N308	5-22283 – מק"ט AST-N114	
<ul style="list-style-type: none"> • Amikacin • Ampicillin/Sulbactam • Aztreonam • Ceftazidime • Ciprofloxacin • Colistin • Fosfomycin • Gentamicin • Imipenem • Levofloxacin • Meropenem (mem2) • Minocycline • Piperacillin • Piperacillin/Tazobactam (tzp3) • Ticarcillin • Tigecycline • Tobramycin • Trimethoprim/Sulfa 	<ul style="list-style-type: none"> • Amikacin • Ampicillin/Sulbactam • Aztreonam • Cefepime • Ceftazidime • Ciprofloxacin • Colistin • Gentamicin • Imipenem • Levofloxacin • Meropenem (mem1) • Minocycline • Netilmicin • Piperacillin • Piperacillin/Tazobactam (tzp2) • Ticarcillin • Tigecycline • Tobramycin • Trimethoprim/Sulfa 	<p>Content of the kit</p>

במבחן התוצאה - אילקס



בימים אלו יגמר המלאי של הערכה הישנה AST-N114 .
הערכה החדשה תהיה זמינה החל מהשבוע האחרון של חודש ינואר.
אין שינוי במחיר עבור הערכה החדשה.

אשמח לסייע במידע נוסף שיידרש.

בברכה,
מרב צונץ
מנהלת מוצר בקטריוולוגיה
אילקס מדיקל בע"מ