



21 יוני 2016

לקוחות נכבדים,

הנדון: השקת כיילים ובקרים לניטור (Eliquis) ApiXaban

חברת אילקס שמחה להודיע על השקת כיילים ובקרים לניטור תרופת ApiXaban מתוצרת חברת
ACL TOP Family (IL) Instrumentation Laboratory, למכשירים מדגמי

Unfractionated & LMWH, HemosIL Liquid Anti Xa אשר משמשת אתכם כיום לניטור RivaroXaban, תוכל לנטר מעתה גם את התרופה החדשה ApiXaban

להלן הפרטים להזמנה:

גודל המארז	מק"ט	תאור פריט
ApiXaban Calibrator 1 (5*1 ml) ApiXaban Calibrator 2 (5*1 ml)	1-200142-00	HemosIL ApiXaban Calibrators
ApiXaban Low Control (5*1 ml) ApiXaban High Control (5*1 ml)	1-200143-00	HemosIL ApiXaban Controls

יציבות ה ApiXaban Controls & Calibrator לאחר המסה:

חודשיים ב -20°C מעלות.
שבוע במקרר
8 שעות על גבי המכשיר

תחום הליניאריות:

15-1000 ng/ml.

הערכה הינה בעלת CE MARK

אשמח לסייע במידע נוסף שיידרש.

בברכה,
אסף נחמני
מנהל מוצר קרישה
אילקס מדיקל בע"מ.