



1/8/2017

לקוחות נכבדים,


ETEST® CEFTAZIDIME AVIBACTAM: הנדון:

חברת אילקס מדיקל שמחה להודיעכם על השקת ערכה חדשה:

.ETEST® CEFTAZIDIME AVIBACTAM (CZA 256)

הערכה מאפשרת קביעה אמינה של ה-MIC של Ceftazidime ו-Avibactam עבור Enterobacteriaceae ו-P. aeruginosa, על מנת לאפשר ניטור רגישות ואופטימיזציה של טיפול עם התרופה החדשנית ZAVICEFTA*.

מאפייני הערכה:



• טווח ערכי האנטיביוטיקות הנמדד בכל סטריפ הינו:

- Ceftazidime: 0.016 - 256 µg/mL
- Avibactam: 4 µg/mL

• ביצועי הערכה אופטימלים בהשוואה ל-Broth microdilution:

- Essential agreement > 90 % (Enterobacteriaceae and P.aeruginosa)
- בעלת אישור CE/IVD.
- מארז Single pack המכיל 30 סטריפים באריזות בודדות.

כמות בדיקות	מק"ט	תיאור מוצר
30	5-419556	ETEST® Ceftazidime / avibactam (CZA 256)

אשמח לסייע במידע נוסף שיידרש.

בברכה,

מיה גרינולד

מנהלת מוצר מיקרוביולוגיה

אילקס מדיקל בע"מ

* **ZAVICEFTA** - תרופה המכילה Ceftazidime ו-Avibactam. התרופה מיועדת לשימוש בחולים בוגרים עם זיהום מסובך בדרכי השתן (cUTI) כולל pyelonephritis חמור. בנוסף, בשילוב עם metronidazole ניתנת גם כנגד זיהום תוך בטני מסובך (cIAI).

אילקס
מבחן התוצאה - אילקס