



20/7/2017


לקוחות נכבדים,

הנדון: ETEST® CEFTOLOZANE TAZOBACTAM

חברת אילקס מדיקל שמחה להודיעכם על השקת ערכה חדשה:

ETEST® CEFTOLOZANE TAZOBACTAM (C/T 256)

לראשונה בישראל, ניתן לקבוע בצורה אמינה את ה-MIC של Ceftolozane ו-Tazobactam עבור Enterobacteriaceae ו-P. aeruginosa, על מנת לאפשר ניטור רגישות ואופטימיזציה של טיפול עם התרופה החדשנית Zerbaxa*.



מאפייני הערכה:

- טווח ערכי האנטיביוטיקות הנמדד בכל סטריפ הינו:
 - Ceftolozane MIC range: 0.016 - 256 µg/mL
 - Tazobactam: 4 µg/mL
- ביצועי הערכה אופטימלים בהשוואה ל-Broth microdilution: Essential agreement > 95 % (Enterobacteriaceae 96.4 %, P.aeruginosa 98.9 %)
- בעלת אישור FDA.
- בעלת אישור CE/IVD.
- מארז Single pack המכיל 30 סטריפים באריזות בודדות.

כמות בדיקות	מק"ט	תיאור מוצר
30	5-414447	ETEST® CEFTOLOZANE TAZOBACTAM (C/T 256)

אשמח לסייע במידע נוסף שיידרש.

בברכה,
מיה גרינולד
מנהלת מוצר מיקרוביולוגיה
אילקס מדיקל בע"מ

* Zerbaxa - תרופת קו שני, בעלת אישור FDA, המכילה Ceftolozane ו-Tazobactam. התרופה מיועדת לשימוש בחולים בוגרים עם זיהום מסובך בדרכי השתן (cUTI) כולל pyelonephritis חמור. בנוסף, בשילוב עם metronidazole ניתנת גם כנגד זיהום תוך בטני מסובך (cIAI)

אילקס - התוצאה - אמצח