

הנדון: ערכות לזיהוי ישיר של Mycobacterium, Nocardia & Mould במכשיר ה VITEK MS

אנו שמחים לבשר לכם על השקת שתי ערכות המאפשרות לראשונה זיהוי ישיר מאושר CE/IVD של:



- Mycobacteria, (כולל Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis ו Nontuberculous Mycobacteria).
- Nocardia
- Moulds

הזיהוי במכשיר ה VITEK MS מתאפשר הודות לעדכון מאגר המידע החדש - VITEK® MS Version 3. להלן פרטי הערכות:

מק"ט	תיאור	כמות בדיקות
5-415659	VITEK®MS MYCOBACTERIUM/NOCARDIA kit IVD	100
5-415680	VITEK MS MOULD kit IVD	100

מאפייני הערכות:

- בטיחות ויעילות - פרוטוקולי אינאקטיבציה ומיצוי פשוטים, בטוחים ומהירים, המצליחים להתגבר על דופן התא המורכבת של אורגניזמים אלו.



- אפקטיביות - ביצועי זיהוי ברגישות של עד 97.1%.
- נוחות שימוש וחסכון בזמן - הערכות ידידותיות לשימוש ומכילות את כל הריאגנטים הנדרשים לביצוע הבדיקה.
- מהירות - קבלת תוצאה תוך זמן קצר.
- הבדיקות מבוצעות ממושבות הנלקחות ממצע מוצק.

- בעלות אישור CE IVD.

אשמח לסייע בכל מידע נוסף

בברכה

מיה גרינולד

מנהלת מוצר מיקרוביולוגיה

אילקס מדיקל בע"מ

מבחן התוצאה - אילקס

